


Anti-Bif-1 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - Q9Y371

품목 번호: CM0028409



소개

IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Bif-1 토끼 다클로날 항체입니다. 미토콘드리아 역학, 오토파지, 및 세포자멸사의 주요 조절 인자인 인간 엔도필린-B1(SH3GLB1)을 표적합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bif-1 Rabbit pAb
비고/별칭	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dJ612B15.2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51100
유전자 ID	51100
면역원	인간 Bif-1 (NP_057093.1)의 아미노산 1-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9Y371
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백