


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bin1 토끼 다클론 항체 - O00499

품목 번호: CM0020810



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 BIN1 항체입니다. 인간 및 랫드 BIN1(~65 kDa)을 검출합니다. 막 리모델링, 세포내이입 및 신경근 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIN1 토끼 pAb
비고/별칭	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
종	인간
GeneID (인간)	274
GeneID	274
면역원	제조항 단백질; 인간 BIN1(NP_647601.1)의 아미노산 230~409에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O00499
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩