

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Bmp10 폴리클로날 항체 - O95393

품목 번호: CM0017009



소개

인간 BMP10를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 심장 발달, 내피 세포 이동 및 BMP 신호 전달 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원, 예측 분자량 48kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP10 Rabbit pAb
비고/별칭	BMP10
종	인간
GeneID (인간)	27302
GeneID	27302
면역원	인간 BMP10 (NP_055297.1)의 아미노산 22-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O95393
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백