

Anti-Bnip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q12981

품목 번호: CM0028522

소개

인간 BNIP1 (SEC20/NIP1) 단백질을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용에 적합하며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 소포체 막 융합, 세포사멸 및 미토콘드리아 자가포식 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BNIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
종	인간
GeneID (인간)	662
GeneID	662
면역원	인간 BNIP1 (NP_001196.2)의 아미노산 1-200 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12981
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백