

Wb, Elisa용 Anti-Boll 폴리클론항체 - Q8N9W6

품목 번호: CM0027803

소개

인간 BOLL(BOULE)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 BOLL을 검출합니다. 정자형성 및 RNA 결합 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BOLL Rabbit pAb
비고/별칭	BOULE; BOLL
종	인간
유전자 ID (인간)	66037
유전자 ID	66037
면역원	인간 BOLL (NP_149019.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N9W6
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩