


Wb, Elisa용 Anti-Brd9 토끼 단일클론 항체 - Q9H8M2

품목 번호: CM0006389



소개

인간 BRD9을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 용도에 적합하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 전사 조절 및 상동 재조합에 관여하는 염색질 리더입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BRD9 토끼 mAb
비고/별칭	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
종	인간
유전자 ID(인간)	65980
면역원	인간 BRD9(NP_076413.3)의 아미노산 274-597에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H8M2
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백