

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Brk1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wuw1

품목 번호: CM0020634



소개

인간 BRK1(Protein BRICK1, HSPC300)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차반응성을 보입니다. WAVE 복합체 매개 액틴 조절 및 내포작용 트래피킹 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BRK1 Rabbit pAb
비고/별칭	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
종	인간
유전자 ID (인간)	55845
유전자 ID	55845
면역원	인간 BRK1 (NP_060932.2)의 아미노산 1-75에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WUW1
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스백