

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bsn Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Upa5

품목 번호: CM0022858

소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증을 마친 고품질 BSN 토끼 폴리클론항체. 사람 및 생쥐 뇌 조직에서 내인성 bassoon을 검출합니다. 시냅스 생물학 및 신경 질환 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BSN Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF231; BSN
종	사람
유전자 ID	8927
면역원	사람 BSN (NP_003449.2)의 아미노산 830-950 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q9UPA5
단백질 분자량	416kDa
배송	아이스백