

Anti-Btnl2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

품목 번호: CM0025673

소개

WB(웨스턴 블롯), IHC-P(면역조직화학), ELISA에 대해
검증된 BTNL2 토끼 다클로날 항체(pAb). 인간, 쥐,
랫트의 BTNL2를 검출하며, T 세포 증식의 음성 조절
인자입니다. 면역학 및 면역종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BTNL2 Rabbit pAb
비고/별칭	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	56244
면역원(Immunogen)	인간 BTNL2 (NP_062548.1)의 246-455번 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UIR0
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)