


## Wb, Ihc-P, Elisa용 C-반응성 단백질(Crp) 모노클로날 항체 - P0272741

품목 번호: CM0003850



### 소개

합성 펩타이드로 면역시킨 토끼 모노클로날 항체로, C-반응성 단백질(CRP)에 특이적입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 사람과 쥐 CRP와 교차 반응합니다. 염증 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명           | C-반응성 단백질(CRP) 토끼 mAb                                                  |
| 비고/별칭         | PTX1; C-반응성 단백질(CRP)                                                   |
| 종(Species)    | 사람(Human)                                                              |
| 유전자 ID (사람)   | 1401                                                                   |
| 유전자 ID        | 1401                                                                   |
| 항원(Immunogen) | 합성 펩타이드 - 사람 C-반응성 단백질(CRP) (P02741)의 아미노산 125-224 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)   | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리          | 모노클로날 항체                                                               |
| 어플리케이션        | WB, IHC-P, ELISA                                                       |
| 교차 반응성        | 사람(Human), 쥐(Mouse)                                                    |
| SWISS         | P02741                                                                 |
| 단백질 분자량       | 23kDa                                                                  |
| 배송(Shipping)  | 아이스 팩(Ice bag)                                                         |