


Wb, If/Icc, Elisa용 항C반응성단백질(Crp) 다클론 항체 - P02741

품목 번호: CM0014943



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA용 토끼 유래 C반응성단백질(CRP) 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 급성기 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	C반응성단백질(CRP) 토끼 pAb
비고/별칭	PTX1; C반응성단백질(CRP)
종	인간
유전자ID (인간)	1401
유전자ID	1401
면역원	인간 C반응성단백질(CRP) (NP_000558.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P02741
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스백