


C1Qc에 대한 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 적합 - P02747

품목 번호: CM0026324



소개

인간 C1QC(보체 C1q 서브컴포넌트 서브유닛 C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 고전적 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 필수적입니다. 면역원: 아미노산 50-150 부위 합성 펩타이드. 인간과 교차 반응합니다. 분자량: 26kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1QC 토끼 pAb
비고/별칭	C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC
반응 종	인간
유전자ID (인간)	714
유전자ID	714
면역원	합성 펩타이드: 인간 C1QC (NP_001107573.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02747
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백