

Wb, Elisa용 Anti-C5Ar2 토끼 다클론 항체 - Q9P296

품목 번호: CM0016102

소개

WB 및 ELISA용 C5AR2 토끼 다클론 항체(C5L2/GPR77). 아나필락시스독소 신호를 매개하는 인간 및 마우스 C5a 수용체 2를 인식합니다. 염증 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C5AR2 토끼 pAb
비고/별칭	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
종	인간
유전자 ID (인간)	27202
유전자 ID	27202
면역원	인간 C5AR2(NP_060955.1)의 258-337번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P296
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩