

Anti-Cadherin 16 (Cdh16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

품목 번호: CM0027144

소개

인간 Cadherin-16 (CDH16, Ksp-cadherin)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 쥐 및 랫드와 교차 반응. 신장 특이적 카데린 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cadherin 16 Rabbit pAb
비고/별칭	CDH16; Cadherin 16
종	인간
GeneID	1014
면역원	인간 Cadherin 16의 아미노산 19-230 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_004053.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	O75309
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩