

Wb, Elisa용 Anti-Calcr 폴리클로날 항체 - P30988

품목 번호: CM0013032



소개

CALCR Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간 칼시토닌 수용체(55 kDa)를 표적합니다. GPCR 신호 전달, 칼슘 항상성 및 뼈 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALCR Rabbit pAb
비고/별칭	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
종	인간
유전자 ID (인간)	799
유전자 ID	799
면역원	인간 CALCR (NP_001733.1)의 아미노산 25-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30988
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백