

Wb, Elisa용 항칼모듈린 1/2/3 토끼 다클론 항체 - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

품목 번호: CM0016823



소개

웨스턴 블롯(WB)과 ELISA 응용 분야에서 검증된 칼모듈린 1/2/3 토끼 다클론 항체입니다. 주요 칼슘 결합 신호 변환기인 인간, 마우스, 랫드 칼모듈린을 표적으로 합니다. 연구용으로 사용되는 토끼 유래 재조합 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	칼모듈린 1/2/3 토끼 pAb
비고/별칭	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
종	인간
GeneID (인간)	801/805/808
GeneID	801/805/808
면역원	인간 칼모듈린 1/2/3 (NP_008819.1)의 아미노산 70-149 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩