

Wb, Elisa용 Anti-Calpain 2 토끼 단일클론 항체 - P17655

품목 번호: CM0010151



소개

사람 Calpain-2 촉매 소단위체(CANP2, mCANP)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포골격 리모델링 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Calpain 2 Rabbit mAb
비고/별칭	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpain 2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	824
유전자 ID	824
면역원(Immunogen)	사람 Calpain-2 (P17655)의 아미노산 600-700에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P17655
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)