


항칼레티쿨린 토끼 단클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb·ihc-P·elisa용 – P27797

품목 번호: CM0002119



소개

인간 칼레티쿨린(CRT/ERp60)을 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 WB, IHC-P, ELISA에서 사용이 확인되었습니다. 당단백질 폴딩에 관여하는 ER 샤페론이자 칼슘 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] 칼레티쿨린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n; [KD 검증 완료] 칼레티쿨린
종	인간
유전자 ID (인간)	811
유전자 ID	811
면역원	인간 칼레티쿨린(NP_004334.1)의 아미노산 18-203번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27797
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩