

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Camki 다클론 항체 - Q14012

품목 번호: CM0026803



소개

인간 CaMKI를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 41kDa 단백질을 인식합니다. 칼슘 신호 전달, 신경 분화 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CaMKI 토끼 pAb
비고/별칭	CAMKI; CaMKI
종	인간
유전자ID (인간)	8536
유전자ID	8536
면역원	인간 CaMKI (NP_003647.1)의 아미노산 271-370번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14012
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백