


Anti-Camkii Delta 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q13557

품목 번호: CM0015392



소개

사람 CaMKII delta (CAMKD)에 대한 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 적용 가능합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 심장 및 골격근의 칼슘 신호 전달 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CaMKII delta Rabbit pAb
비고/별칭	CAMKD; CaMKII delta
종	사람
GeneID (Human)	817
GeneID	817
면역원	사람 CaMKII delta (NP_742125.1)의 아미노산 1-260에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13557
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백