


Anti-Capg 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb, Ihc-P, Elisa용 - P40121

품목 번호: CM0030303



소개

인체 대식세포 캡핑 단백질(CAPG)에 대한 KO 검증 완료 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 대식세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CAPG 토끼 pAb
비고/별칭	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	822
유전자 ID	822
면역원	인체 CAPG의 아미노산 1-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001738.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P40121
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩