


Wb, Elisa용 Anti-Caprin2 토끼 다클로날 항체 - Q6Imn6

품목 번호: CM0022291



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-CAPRIN2 토끼 다클로날 항체입니다. Wnt 신호 전달 및 RNA 대사의 주요 조절 인자인 사람 및 쥐 CAPRIN2(EEG1, CIQDC1)를 검출합니다. 암, 신경생물학 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CAPRIN2 Rabbit pAb
비고/별칭	EEG1; EEG-1; CIQDC1; RNG140; CAPRIN2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	65981
GeneID	65981
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q6IMN6
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백