


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Card11 토끼 다클론 항체 - Q9Bxl7

품목 번호: CM0025565



소개

CARD11(CARMA1, 카스파제 모집 도메인 함유 단백질 11)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 적응 면역 및 NF-kB 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CARD11 토끼 pAb
비고/별칭	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
종	사람
유전자ID	84433 (사람)
면역원	사람 CARD11(NP_115791.3)의 아미노산 985-1154에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BXL7
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스 팩