

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cask 토끼 다클론 항체 - O14936

품목 번호: CM0021181



소개

재조합 인간 CASK(aa 1-300)에 대해 생성된 CASK 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 시냅스 단백질 스캐폴딩 및 키나아제 신호 연구에 이상적입니다. 인간 반응성. UniProt: O14936.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CASK 토끼 pAb
비고/별칭	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
종	인간
GeneID (인간)	8573
GeneID	8573
면역원	재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14936
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스팩