


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Caspase-7 Rabbit Polyclonal Antibody - P55210

품목 번호: CM0016625



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Caspase-7 토끼 폴리클로날항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 세포 사멸 연구를 위한 인간 Caspase-7 단백질에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-7 Rabbit pAb
비고/별칭	MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7
종	인간
유전자 ID (인간)	840
유전자 ID	840
면역원	인간 Caspase-7 (NP_001218.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55210
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백