

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Cast 토끼 다클론 항체 - P20810

품목 번호: CM0023328

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 애플리케이션에 사용되는 인간 CAST(칼파스타틴)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원이며 인간 샘플에 대한 반응성이 검증되었습니다. 칼페인 억제 및 근단백질 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAST 토끼 pAb
비고/별칭	BS-17; PLACK; CAST
종	인간
유전자ID (인간)	831
유전자ID	831
면역원	재조합 단백질 인간 CAST(NP_001177371.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20810
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백