


Wb, Elisa용 항-카텡신 E (Ctse) 단클론 항체 - P14091

품목 번호: CM0006663



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 인간 카텡신 E (CTSE)에 대한 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 면역 기능 및 항원 제시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카텡신 E (CTSE) 토끼 mAb
비고/별칭	CATE; 카텡신 E (CTSE)
종	인간
유전자 ID (인간)	1510
유전자 ID	1510
면역원	인간 카텡신 E (CTSE)의 아미노산 132-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001901.1).
출처	토끼
범주	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P14091
단백질 분자량	43 kDa
배송	얼음 주머니