


Wb 및 Elisa용 항-카텡신 K(Ctsk) 다클론 항체 - P43235

품목 번호: CM0020961



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 CTSK(카텡신 K)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 골흡수와 기질 분해에 관여하는 티올 프로테아제를 표적으로 합니다. 파골세포 및 골 재형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTSK 토끼 pAb
비고/별칭	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
종	인간
GeneID(인간)	1513
GeneID	1513
면역원	인간 CTSK(NP_000387.1)의 아미노산 115-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43235
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩