

Anti-Caveolin-2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

품목 번호: CM0011905

소개

인간 Caveolin-2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 반응하며, MAPK 신호 전달 및 소포(caveolae) 형성에 관여하는 18kDa의 소포 비계 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caveolin-2 Rabbit mAb
비고/별칭	CAV; Caveolin-2
종	인간
GeneID (Human)	858
GeneID	858
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51636
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백