


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Cbl Rabbit Monoclonal Antibody - P22681

품목 번호: CM0007514



소개

Western blot, IHC-P, IP 및 ELISA용 인간 E3 유비퀴틴-단백질 리가제 CBL(P22681)을 표적하는 고품질 토끼 단일 클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CBL Rabbit mAb
비고/별칭	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
종	인간
유전자 ID (인간)	867
유전자 ID	867
면역원	인간 CBL (NP_005179.2)의 아미노산 850-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22681
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백