

Wb, Ip, Elisa용 항-Ccar1 다클론 항체 - Q8Ix12

품목 번호: CM0027569

소개

웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에 적합한 인간 CCAR1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 CCAR1을 검출합니다. 세포사멸, 세포주기 및 암 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCAR1 토끼 pAb
비고/별칭	CCAR1
종	인간
유전자ID (인간)	55749
유전자ID	55749
면역원	인간 CCAR1 (NP_060707.2)의 아미노산 1-200에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IX12
단백질 분자량	133kDa
배송 방식	아이스 팩