

Anti-Ccar1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

품목 번호: CM0015914

소개

사람, 쥐, 랫트에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 CCAR1 토끼 다클로날 항체입니다. CCAR1은 세포 주기 진행 및 암과 관련된 전사 공동조절자 및 세포 사멸 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCAR1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55749
GeneID	55749
항원(Immunogen)	사람 CCAR1 (NP_060707.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IX12
단백질 분자량	133kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)