

Wb, Elisa용 Anti-Cckbr 토끼 다클로날 항체 - P32239

품목 번호: CM0025809



소개

인간 CCKBR (GASR/CCK-B/CCK2R)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)를 인식합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 가스트린/CCK 신호 전달, 신경생물학 및 암 연구에 이상적입니다. - P32239

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCKBR Rabbit pAb
비고/별칭	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	887
GeneID	887
면역원(Immunogen)	인간 CCKBR (NP_795344.1)의 아미노산 240-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P32239
단백질 분자량(Protein Weight)	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)