

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ccl17 단클론 항체 - Q92583

품목 번호: CM0010335



소개

인간 CCL17(TARC, SCYA17)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 래트와 교차 반응성을 가집니다. Th2 매개 염증, 알레르기 및 케모카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CCL17 토끼 mAb
비고/별칭	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
종	인간
유전자 ID (인간)	6361
유전자 ID	6361
면역원	인간 CCL17(NP_002978.1)의 아미노산 24-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q92583
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백