

Ihc-P, Elisa용 Anti-Ccl22 Rabbit Polyclonal Antibody - O00626

품목 번호: CM0024371

소개

CamelBio는 IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody (O00626)를 제공합니다. 인간 CCL22 (MDC)를 검출하며 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 면역 세포 이동 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL22 Rabbit pAb
비고/별칭	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6367
GeneID	6367
면역원	인간 CCL22 (NP_002981.2)의 아미노산 25-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	O00626
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)