


Wb, Elisa용 Anti-Cct5 폴리클로널 항체 - P48643

품목 번호: CM0026245



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 CCT5 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 CCT5를 인식하며, 액틴 및 튜불린 접힘을 돕는 TRiC 샤페론 복합체의 핵심 구성 요소입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CCT5 Rabbit pAb
비고/별칭	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	22948
GeneID	22948
면역원	사람 CCT5 (NP_036205.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P48643
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)