


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cct8 Rabbit Polyclonal Antibody - P50990

품목 번호: CM0026868



### 소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-CCT8 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 CCT8과 반응. 단백질 폴딩, 텔로미어 생물학, 섬모 연구에 적합.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CCT8 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8                           |
| 종           | 인간                                                               |
| GeneID (인간) | 10694                                                            |
| GeneID      | 10694                                                            |
| 면역원         | 인간 CCT8 (NP_001269837.1)의 아미노산 248-497에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P50990                                                           |
| 단백질 분자량     | 60kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |