

Wb, Elisa용 Anti-Cd101 폴리클로널 항체 - Q93033

품목 번호: CM0022951

소개

인간 CD101(면역글로불린 슈퍼패밀리 멤버 2)에 대한
고품질 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및
ELISA에 대해 검증되었습니다. T세포 증식 억제 및
백혈병 종양 세포 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD101 Rabbit pAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9398
GeneID	9398
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD101 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)