


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd102 Rabbit Polymab® - P13598

품목 번호: CM0007246



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 CD102 Rabbit Polymab®. 인간, 마우스, 랫트 ICAM2를 인식하며, 이는 면역 반응에 중요한 30 kDa 세포 부착 분자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD102 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD102
종(Species)	인간/마우스
GeneID (인간)	3384
GeneID	3384/15896
면역원(Immunogen)	인간 CD102 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P13598
단백질 분자량	30KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)