

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd10/Mme 단클론 항체 - P08473

품목 번호: CM0004558



소개

인간 CD10/MME(네프릴리신)에 대한 토끼 단클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경펩티드 분해, 심혈관 펩티드 불활성화 및 종양 항원 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD10/MME 토끼 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
종	인간
GeneID (인간)	4311
GeneID	4311
면역원	인간 CD10/MME (NP_000893.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스 팩