

Wb, Elisa용 Anti-Cd117 토끼 다클로날 항체 - P05532

품목 번호: CM0024414



소개

마우스 CD117/c-Kit (P05532)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 모델에서 조혈, 줄기세포 유지, 및 멜라닌 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD117 Rabbit pAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	16590
GeneID	16590
면역원	마우스 CD117 (NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P05532
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스 팩