


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd11C Rabbit Polymab® - P20702

품목 번호: CM0011092



소개

CD11c Rabbit PolymAb®는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 인테그린 알파-X(CD11c)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 안남원숭이와 반응하며, 단구 접착 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD11c Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD11C; SLEB6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3687
면역원	인간 CD11c (NP_000878.2)의 아미노산 311-410 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 안남원숭이(Cynomolgus monkey)
SWISS	P20702
단백질 분자량	128 kDa
배송	아이스백