


If/Icc, Ihc, Elisa용 항-Cd14 단클론 항체 - P08571

품목 번호: CM0003506



소개

인간 CD14에 대한 토끼 단클론 항체로, 면역형광법, 면역조직화학, ELISA에 적합합니다. 선천성 면역, LPS 신호 전달, 단핵구/대식세포 생물학을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD14 Rabbit mAb
비고/별칭	CD14
종(Species)	인간(Human)
GeneID	929
면역원(Immunogen)	인간 CD14 (P08571)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)