

Wb, Elisa용 Anti-Cd144 Rabbit Polyclonal Antibody - P55284

품목 번호: CM0023665



소개

마우스 CD144(VE-카드헤린)을 표적으로 하는 재조합 단백질에 대해 제작된 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA 적용에 대해 검증됨. 내피세포 접착 및 접합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD144 Rabbit pAb
비고/별칭	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
종	마우스
GeneID (인간)	1003
GeneID	12562
면역원	마우스 CD144(NP_033998.2)의 아미노산 46-592 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P55284
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백