


Wb, Elisa용 항-Cd146 다클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0021329



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 CD146(MUC18)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 접착, 흑색종 전이 및 내피 생물학 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD146 토끼 pAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
종	인간
유전자 ID (인간)	4162
유전자 ID	4162
면역원	인간 CD146 (NP_006491.2)의 아미노산 546-645 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백