


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd146/Mcam 단클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0011459



소개

인간 CD146/MCAM(P43121, 72kDa)을 표적으로 하는 고성능 재조합 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 접착 및 종양 전이에 관여하며 암 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD146/MCAM 토끼 mAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
종	인간
유전자ID	4162
면역원	인간 CD146/MCAM(NP_006491.2)의 아미노산 24-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스 팩