


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd146/Mcam 토끼 다클론 항체 - P43121

품목 번호: CM0016237



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 CD146/MCAM에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 흑색종 전이 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD146/MCAM 토끼 pAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM; CD146/MCAM
종	인간
유전자 ID (인간)	4162
유전자 ID	4162
면역원	인간 CD146/MCAM (NP_006491.2)의 아미노산 26-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩