


Wb, If-P, Elisa용 항-Cd163 토끼 단일클론 항체 - Q86Vb7

품목 번호: CM0007185



소개

사람 CD163(M130, 헤모글로빈 청소 수용체)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 파라핀 절편 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 대식세포 활성화와 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD163 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	M130, MM130, SCAR11, CD163
종	사람
GeneID (사람)	9332
GeneID	9332
면역원	사람 CD163(NP_004235.4)의 아미노산 861-961 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q86VB7
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스팩