


## Anti-Cd200R1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Td46

품목 번호: CM0021025



### 소개

Human CD200R1 rabbit polyclonal antibody validated for WB and ELISA. Inhibitory receptor limiting inflammation, expressed on immune cells. Bulk IVD raw material supply from CamelBio.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD200R1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1                            |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 131450                                                          |
| 유전자 ID      | 131450                                                          |
| 면역원         | 아미노산 29-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (인간 CD200R1, NP_740750.1) |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                        |
| 응용 분야       | 웨스턴 블롯, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간                                                              |
| SWISS       | Q8TD46                                                          |
| 단백질 분자량     | 37kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |