

항-Cd239/Bcam 토끼 단클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 용도 - P50895

품목 번호: CM0002964



소개

인간 CD239/BCAM(기저세포 접착 분자)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응성을 보입니다. 세포 접착, 이동 및 혈액형 항원 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD239/BCAM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
종	인간
유전자 ID	4059
면역원	합성 펩타이드 인간 CD239/BCAM(P50895)의 아미노산 529-628번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50895
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스 팩